

## Andadera Rollator Activ NR

Código: R201043/ 44

### Contenido:

Frenos de chicote	2 pza
Asiento Acojinado de Tapicería Desmontable	1 pza
Perillas de Sujeción	2 pzas
Canastilla metálica	1 pza

**Activ**  
by ReActiv

**Revisar que el contenido de la caja este completo y en perfecto estado.**

### Instrucciones de Ensamble

- ① Una vez que haya retirado el Chasis del empaque, coloquelo sobre la superficie plana.
- ② Sobreponga los Frenos de Chicote e inserte los tubos conectores izquierdo y derecho, sobre sus similares en el Chasis a la altura de su preferencia.
- ③ Inserte las Perillas de Sujeción derecho e izquierdo en los orificios correspondientes a la inserción anterior.

### Instrucciones de Ensamble de Canastilla

- ① Inserte la Canastilla en hoyo que esta debajo del Asiento Acojinado, tal como se muestra en el Gráfico 2.
- ② Presione la Canastilla hasta que embone con los soportes del Chasis.

