



"Voy de un lado para otro, ya nada me detiene"
Salma





COMPRESIÓN GRADUADA

PANTIMEDIAS

COMPRESIÓN GRADUADA

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Diseño anatómico para mayor confort. Funcionan como auxiliar en el tratamiento de várices sin cirugía.

Ayudan a promover el eficiente retorno sanguíneo desde las piernas hacia el corazón, aliviando los síntomas asociados con las várices y contribuyendo terapéuticamente a mejorar las condiciones de sus piernas.

Estimulan la circulación sanguínea de las piernas, eliminando el cansancio, el dolor, la inflamación y los calambres.



“Alivia la pesadez y cansancio de mis piernas”
Salma



VARIEDAD de colores

Disponibles en varios colores según el gusto y necesidad de cada Usuario.

SUAVE, MODERADA Y FIRME compresión

Según la necesidad del Usuario.

EMPAQUE a color

Su empaque a color tiene un diseño agradable a la vista, perfecto para venta en mostrador.

CÓDIGO	TALLA	COLOR	COMPRESIÓN	CAJA MASTER
COMPRESIÓN SUAVE				
R342111-BG	CH	● BEIGE	8-15 mmHg	20 Piezas
R342112-BG	MD			
R342113-BG	GD			
R342114-BG	XG			
COMPRESIÓN MODERADA				
R342121-BG R342121-ND	CH	● BEIGE ● NUDE	15-20 mmHg	20 Piezas
R342122-BG R342122-ND	MD			
R342123-BG R342123-ND	GD			
R342124-BG R342124-ND	XG			
COMPRESIÓN FIRME				
R342131-BG	CH	● BEIGE	20-30 mmHg	20 Piezas
R342132-BG	MD			
R342133-BG	GD			
R342134-BG	XG			



Descubre más



Colores Discretos

La elección de colores de VariActiv es perfecta para la tonalidad de mi piel y hacen que luzca elegante con lo que me vista

Tela Tejida Suave

Me encanta su suave tejido de fibras suaves libre de látex, mis piernas lucen perfectas y sin cansancio

Cuidado de mis Medias

Yo lavo a mano con jabón neutro o de tocador y agua tibia mi medias y las dejo secar a la sombra. El tiempo de vida de mis medias dependerá del trato que les de, cuando una media comienza a perder su elasticidad se que debo reemplazarla.

Punta Cerrada

Punta que no comprime mis pies, lo que me permite mejorar mi circulación

Talón Entretejido

Por su forma en el tejido siento un mayor ajuste en mi talón, además me siento más cómoda

¿Qué es la Compresión Graduada?

La compresión graduada ayuda a las venas a comprimirse a su diámetro normal haciendo que las válvulas venosas funcionen normalmente.

Como resultado, se incrementa la velocidad del flujo sanguíneo y se contrarresta la presión venosa, esto combinado sobre la macro y micro circulación, explica la eficacia del tratamiento.



Pierna erguida con músculo contraído



Pierna erguida con media de compresión graduada que ayuda a relajar el músculo

R342112-BG

Usos comunes y recomendaciones



Alivio en piernas cansadas



Uso diario



Todo tipo de calzado



Confort absoluto



Lave con jabón y agua



Consulte a su médico



MEDIAS AL MUSLO

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Las medias al muslo son indicadas para prevenir y tratar la formación de trombos, generando una presión suave en las piernas para facilitar el retorno venoso.

Este proceso igualmente ayuda a prevenir la hinchazón de las piernas y, en menor medida, disminuir el riesgo de formación de coágulos de sangre.

Perfectas para controlar el dolor, el cansancio, la inflamación, los calambres y la sensación de pesadez.

Las medias al muslo de compresión graduada están diseñadas con fibras especiales, con la tecnología de punta requerida para ofrecerle al Usuario un producto de óptima calidad.



**“Descanso y comodidad
sin hinchazón**
Hilda



COMODIDAD

Puntera suave con costura plana que no lastima los dedos.



Banda DE SILICÓN

Diseñadas con banda de silicón que evita su deslizamiento.



Puntera CERRADA

Garantiza un ajuste cómodo, natural y protege una de las áreas con mayor desgaste de su prenda.



EMPAQUE a color

Su empaque a color tiene un diseño agradable a la vista, perfecto para venta en mostrador.

CÓDIGO



TALLA



COLOR



COMPRESIÓN



CAJA
MASTER

COMPRESIÓN MODERADA

R342221-BG R342221-ND
R342222-BG R342222-ND
R342223-BG R342223-ND
R342224-BG R342224-ND

CH
MD
GD
XG

● BEIGE
● NUDE

15-20 mmHg

20 Piezas

COMPRESIÓN GRADUADA



¿Qué son las Várices?

Las várices son dilataciones venosas que se caracterizan por la incapacidad de establecer un retorno eficaz de la sangre al corazón (Insuficiencia venosa).

Estas se forman cuando las válvulas del retorno venoso no cierran bien, por lo cual, la sangre comienza a agolparse en las piernas y a acumularse en las venas, haciendo que estas se dilaten.

Al Muslo

Mis medias llegan hasta el muslo y tienen una banda de ajuste de silicón para brindarme mayor confort y evitar que las medias se me bajen. Esto me hace lucir muy segura!

¿Cómo y para qué puedo usar mis medias al muslo?

Las Medias de Compresión al Muslo son ideales para viajar o usar todos los días.

Ayudan a prevenir o tratar los síntomas moderados de piernas cansadas, doloridas y várices.

Son recomendadas especialmente para mujeres embarazadas que sufren de pies y tobillos hinchados ya que su compresión es reducida en la zona del tobillo, brindando mayor comodidad y un mejor flujo sanguíneo

Si requiere mayor información o recomendaciones de uso de este producto, consulte a un especialista.

Alivio y Comodidad

Me siento con mucha vitalidad y hasta "sexy" porque mis medias me proporcionan soporte, comodidad y alivio de primera calidad sin comprometer mi movilidad

Protección

Contiene protección antibacterial de larga duración

Ajuste Perfecto

Su talón reforzado y anatómico me brindan un ajuste perfecto

R342222-ND

Color Beige

Color Nude

Usos comunes y recomendaciones



Alivio en piernas cansadas



Uso diario



Todo tipo de calzado



Confort absoluto



Lave con jabón y agua



Consulte a su médico



MEDIAS ANTIEMBÓLICAS

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Las medias antiembólicas utilizan tecnología de compresión graduada para ayudar a mejorar la circulación y ofrecen un soporte eficaz durante la recuperación luego de una hospitalización.

Punta abierta que se adapta a una variedad de largos de pie y permite una fácil inspección de los dedos.

El talón reforzado y bien definido proporciona mayor durabilidad y una fácil orientación de la media para un calce adecuado.



“Me ayudaron en mi recuperación postoperatoria”

Fernanda



ANTIBACTERIAL

Prenda con tratamiento antimicrobiano que controla malos olores.

BANDA de silicón

Diseñadas con banda de silicón al muslo que evita su deslizamiento.

PUNTERA abierta

Garantiza un ajuste cómodo, además permite una fácil inspección de los dedos y el pulso.

EMPAQUE a color

Su empaque a color tiene un diseño agradable a la vista, perfecto para venta en mostrador.



CÓDIGO

TALLA

COLOR

COMPRESIÓN

CAJA MASTER

MEDIA A LA RODILLA ANTIEMBÓLICA

R342 411-BL
R342 412-BL
R342 413-BL
R342 414-BL

CH
MD
GD
XG

● BLANCO

18 mmHg

20 Piezas

MEDIA AL MUSLO ANTIEMBÓLICA

R342 421-BL
R342 422-BL
R342 423-BL
R342 424-BL

CH
MD
GD
XG

○ BLANCO

18 mmHg

20 Piezas

COMPRESIÓN GRADUADA



Información Completa

Me encantan sus cajas a color ya que viene toda la información que necesito al momento de decidir mi compra




¿En qué casos se utilizan las medias antiembólicas?

Las medias antiembólicas al muslo o a la rodilla se utilizan como medida preventiva de los efectos dañinos de la distensión venosa que ocurre durante una cirugía y la hospitalización.

Las medias tienen un patrón de presión graduada clínicamente comprobada que ayuda a aumentar el flujo sanguíneo.

Si requiere mayor información o recomendaciones de uso de este producto, consulte a un especialista.



Variedad de Modelos

Puedo optar por usar mis medias al muslo o a la rodilla dependiendo de las indicaciones del médico para mi pronta y cómoda recuperación

Alivio y Comodidad

Me siento segura porque mis medias me proporcionan soporte, comodidad y alivio de primera calidad sin comprometer mi movilidad

Ajuste Perfecto

Su talón reforzado y anatómico me brindan un ajuste perfecto

R342 411-BL

Protección Antimicrobiana

Contiene protección antibacterial de larga duración

R342 421-BL



MEDIAS A LA RODILLA

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

También conocidas como Tobimedias, estas medias al arodilla cuentan con un diseño anatómico meticuloso para mayor confort de Usuario que buscan mejor calidad para cuidar de sus piernas.

Ayudan a mejorar el síndrome de piernas cansadas.

Recomendadas por los angiólogos de todo el mundo para tratamiento y cuidado de problemas de insuficiencia venosa.

Ayudan a evitar la hinchazón por la acumulación de líquidos en la parte inferior de las piernas, así como a reducir el dolor que provocan las varices.



“Siento mis piernas
descansadas”

Esme

CÓDIGO	TALLA	COLOR	COMPRESIÓN	CAJA MASTER
COMPRESIÓN SUAVE CON PUNTA				
R342 311-BG	CH	● BEIGE	8-15 mmHg	20 Piezas
R342 312-BG	MD			
R342 313-BG	GD			
R342 314-BG	XG			
COMPRESIÓN MODERADA CON PUNTA				
R342 321-BG	R342 321-ND	CH	15-20 mmHg	20 Piezas
R342 322-BG	R342 322-ND	MD		
R342 323-BG	R342 323-ND	GD		
R342 324-BG	R342 324-ND	XG		
COMPRESIÓN FIRME CON PUNTA				
R342 331-BG	CH	● BEIGE	20-30 mmHg	20 Piezas
R342 332-BG	MD			
R342 333-BG	GD			
R342 334-BG	XG			
COMPRESIÓN MODERADA SIN PUNTA				
R342 351-BG	R342 351-ND	CH	15-20 mmHg	20 Piezas
R342 352-BG	R342 352-ND	MD		
R342 353-BG	R342 353-ND	GD		
R342 354-BG	R342 354-ND	XG		

COMPRESIÓN GRADUADA

¿QUÉ TALLA ES PARA MÍ?

Circunferencia

	Tobillo 	Pantorrilla 
Chica	7" - 8 ¼" / 17.75 - 21 cm	11" - 14" / 28 - 35.5 cm
Mediana	8 ¼" - 9 ¾" / 21 - 24.75 cm	13 ½" - 16" / 34.25 - 40.75 cm
Grande	9 ¾" - 11" / 24.75 - 28 cm	15 ½" - 18" / 39.25 - 45.75 cm
Extra Grande	11" - 12 ½" / 28 - 31.75 cm	17 ½" - 20" / 44.5 - 50 cm



Empaque a Color
Perfecto para su venta en mostrador

Banda Suave
Su banda suave permite que mi tobimedia permanezca en su lugar todo el día, lo que me hace sentir muy cómoda

Fibras Especiales
Su diseño ergonómico y anatómicamente comprobado alivia la pesadez y cansancio de mis piernas

Descanso Total
Están diseñadas para ayudarme a mejorar la circulación, prevenir la inflamación y aliviar mis piernas cansadas y adoloridas. Vitales para un día largo de estar mucho tiempo de pie o incluso sentada

Textura Antiderrapante
Su textura antiderrapante es ideal para evitar deslizamientos y al mismo tiempo me ayuda a activar la circulación mientras camino

R342 222-BG

 *Color Beige*

 *Color Nude*

Recomendaciones de uso por compresión *

Compresión Suave:

Recomendadas para prevenir la aparición de várices. Ideales para evitar las piernas cansadas después de un largo día de trabajo.

Compresión Moderada:

Recomendadas por los especialistas para prevenir y controlar las venas varicosas de recién aparición y/o para personas que comiencen a presentar problemas circulatorios.

Compresión Firme:

Recomendadas por los especialistas para el tratamiento de venas varicosas avanzadas.

*Consulte con un Especialista, él le indicará la compresión ideal de acuerdo a sus necesidades.



CALCETINES DE USO DIARIO

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Diseño de talón anatómico y puntera con costura plana, para mayor comodidad y una mejor circulación.

Fabricados con fibras especiales para aliviar el dolor y la inflamación.

Compresión graduada que ayuda al retorno sanguíneo.

Incrementa la circulación y disminuye el dolor.



**“Me encantan porque
me cuidan y hay muchos colores”**
Octavio



Variedad de COLORES

Disponibles en variedad de colores que se adaptan al gusto de cada Usuario.

MODA para tus pies

Creados pensando en un uso casual, teniendo como objetivo primordial la correcta circulación de la sangre.

Banda SUAVE

La banda suave y no compresiva fue cuidadosamente diseñada para ser usada cómodamente.

Talón ENTRETEJIDO

Mayor durabilidad y una fácil orientación de la media en el pie.

CÓDIGO



TALLA



COLOR



COMPRESIÓN



CAJA
MASTER

COMPRESIÓN SUAVE

R342 511-NG
R342 512-NG
R342 513-NG
R342 514-NG

CH
MD
GD
XG

● NEGRO

8-15 mmHg

20 Piezas

COMPRESIÓN MODERADA

R342 521-NG -GR -AZ
R342 522-NG -GR -AZ
R342 523-NG -GR -AZ
R342 524-NG -GR -AZ

CH
MD
GD
XG

● NEGRO

● GRIS

● AZUL

15-20 mmHg

20 Piezas

COMPRESIÓN FIRME

R342 531-NG
R342 532-NG
R342 533-NG
R342 534-NG

CH
MD
GD
XG

● NEGRO

20-30 mmHg

20 Piezas

COMPRESIÓN GRADUADA



¿QUÉ TALLA ES PARA MÍ?

	Tamaño de zapato	Circunferencia		Longitud
	Caballero	Tobillo	Pantorrilla	hasta la Rodilla
Chica	7 - y números abajo	7" - 8 ¼" / 17.75 - 21 cm	11" - 14" / 28 - 35.5 cm	hasta 15" / 38 cm
Mediana	7½ - 10	8 ¼" - 9 ¾" / 21 - 24.75 cm	13 ½" - 16" / 34.25 - 40.75 cm	hasta 16" / 40.5 cm
Grande	10½ - 12	9 ¾" - 11" / 24.75 - 28 cm	15 ½" - 18" / 39.25 - 45.75 cm	hasta 17" / 43 cm
Extra Grande	12 - y números arriba	11" - 12 ½" / 28 - 31.75 cm	17 ½" - 20" / 44.5 - 50 cm	hasta 18" / 45.75 cm

Increíble Comodidad

Al usar mis calcetines evito la hinchazón en mis piernas y pies, me proporcionan comodidad y una sensación de ligereza durante todo el día

Máxima Calidad

Mis calcetines son muy duraderos ya que están fabricados con materiales de la más alta calidad

Súper Suavidad

Su material elástico y suave me proporciona un ajuste relajado y hace que la prenda sea fácil de poner y de quitar

Empaque a Color

Perfecto para su venta en mostrador

R342 522-NG

Variedad

Mis calcetines cuentan con diferentes compresiones que se adaptan a las necesidades de mi salud. Incluso en la parte superior interna del calcetín vienen indicadas las compresiones de las prendas



Usos comunes y recomendaciones



Alivio en piernas cansadas



Uso diario



Todo tipo de calzado



Confort absoluto



Lave con jabón y agua



Consulte a su médico



CALCETINES DE USOS VARIOS

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS


Los calcetines VariActiv by ReActiv utilizan compresión graduada para ayudar a mejorar la circulación y revitalizar las piernas.

Alivio durante todo el día por el cansancio y dolor en las piernas, hinchazón y venas varicosas moderadas. Ideal cuando está sentado o de pie durante largos períodos.

Moderno diseño ideal para ocasiones casuales, de negocios o formales, con banda suave que proporciona mayor comodidad, ajuste adecuado y durabilidad.




**“Mi condición física
ha mejorado al usarlos”**
Ulises



COMODIDAD

Perfectos para cualquier estación del año, ya sea primavera, verano, otoño o invierno.




USO diario

El uso diario del calcetín es recomendado como parte del tratamiento recetado por el médico en personas diabéticas.



Mejora la CIRCULACIÓN

Ayuda a reducir la hinchazón y calma las piernas cansadas



EMPAQUE a color

Su empaque a color tiene un diseño agradable a la vista, perfecto para venta en mostrador.

CÓDIGO	TALLA	COLOR	COMPRESIÓN	CAJA MASTER
PARA DIABÉTICO				
R342551-BL	CH	● BLANCO	N/A	20 Piezas
R342552-BL	MD			
R342553-BL	GD			
R342554-BL	XG			
CALCETÍN CON ALOE VERA				
R342581-NG	CH	● NEGRO	20-30 mmHg	20 Piezas
R342582-NG	MD			
R342583-NG	GD			
R342584-NG	XG			
CALCETÍN PARA VIAJE MODERADA COMPRESIÓN				
R342541-NG	CH	● NEGRO ● GRIS	15-20 mmHg	20 Piezas
R342542-NG	MD			
R342543-NG	GD			
R342544-NG	XG			
R342541-GR	CH			
R342542-GR	MD			
R342543-GR	GD			
R342544-GR	XG			

COMPRESIÓN GRADUADA

¿Qué es el síndrome de la clase turista?

El síndrome de la clase turista o trombosis de viajero es un término que se acuñó en los años 90 debido al aumento de síntomas de trombosis venosa en los pasajeros que viajaban con frecuencia en avión, realizando viajes de larga duración y contratando clase turista.

Posteriormente, se ha comprobado que no solo los viajeros de la clase turista pueden sufrirlo, sino también de otras clases, solo tiene que coincidir que el individuo esté durante mucho tiempo sin mover las piernas, lo que ralentiza la circulación de la sangre, y que tenga probabilidad de sufrir esta enfermedad.



Elástico Resistente

Su elástico no se marca en la piel y es muy resistente, lo cual me ayuda a mantener mis calcetines en su lugar durante todo el día



R342551-BL

Costura Plana

Las costuras planas de la punta me permiten usar mi calzado cómodamente



Inigualable Frescura

Usar mis calcetines con Aloe Vera me ayudó a mejorar la dermatitis que tenía en mis pies por sudoración



R342581-NG

Son una Prenda Básica

Puede que no sean el artículo más emocionante de agregar a tu armario, pero un buen par de calcetines de compresión es imprescindible para cualquier persona que viaja de forma regular



Máxima Comodidad

Es suave al contacto con la piel, además gracias a su puntera plana no lastima los dedos de mis pies

Ideales para Turistear

¡Mis calcetines además de usarlos en el avión, puedo usarlos también como turista, ya que me ayudan a mantenerme activo por más tiempo!

R342541-NG

Usos comunes y recomendaciones



Alivio en piernas cansadas



Uso diario



Todo tipo de calzado



Confort absoluto



Lave con jabón y agua



Consulte a su médico



MANGA Y GUANTE PARA LINFEDEMA

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

La Manga y el Guante para Linfedema están diseñados para ayudar a controlar la hinchazón después de un traumatismo, cirugía o radioterapia.


La construcción en tejido de punto de microfibra liviana permite colocarla fácilmente.

Su tela suave y permeable al aire, brinda mayor comodidad de uso por tiempo prolongado.



“Elimina mis molestias e inflamación en mi brazo”

Pamela



Adiós DOLOR

Ideal para aliviar las molestias post operatorias e inflamación en brazo, ocasionadas por la obstrucción del sistema linfático.

Sin DESLIZAMIENTO

Gracias a su práctica banda de silicón evita que la prenda se resbale o deslice.

RECOMENDACIÓN Profesional

Un profesional en el cuidado de la salud debe ser consultado para evaluación y diagnóstico para la recomendación apropiada de la terapia de compresión.

EMPAQUE a color

Su empaque a color tiene un diseño agradable a la vista, perfecto para venta en mostrador.

CÓDIGO



TALLA



COLOR



COMPRESIÓN



CAJA MASTER

MANGA PARA LINFEDEMA VARIATIV

R342 62X-BG

CH/MD/GD

● BEIGE

15-20 mmHg

20 Piezas

R342 63X-BG

CH/MD/GD

● BEIGE

20-30 mmHg

20 Piezas

R342 65X-BG (con Silicón)

CH/MD/GD

● BEIGE

15-20 mmHg

20 Piezas

R342 66X-BG (con Silicón)

CH/MD/GD

● BEIGE

20-30 mmHg

20 Piezas

GUANTE PARA LINFEDEMA VARIATIV

R342 72X-BG

CH/MD/GD

● BEIGE

15-20 mmHg

20 Piezas

R342 73X-BG

CH/MD/GD

● BEIGE

20-30 mmHg

20 Piezas

COMPRESIÓN GRADUADA



Buena Compresión

Su diseño sin dedos y con apertura del pulgar, garantiza una buena compresión en la palma de mi mano

R342 73X-BG

Banda de Silicón

Este modelo de Manga para Linfedema cuenta con una banda de Silicón que evita que se deslice mientras la uso

Preventiva

Por recomendación de mi especialista, mi manga de compresión de forma preventiva me ayudó a reducir el riesgo de inflamación en el brazo después de someterme a una disección de ganglios linfáticos axilares como parte de una cirugía por cáncer de mama

Diseño sin Dedos

Puedo realizar tareas diarias sin problema y al tener mi mano visible, puedo evaluar mi estado circulatorio sin problema



R342 65X-BG

Nota: La "X" mostrada en nuestros códigos indica las diferentes tallas que existen de acuerdo con la compresión de cada prenda. Pregunta a tu Ejecutivo Comercial por las tallas existentes de acuerdo a cada código.

