



STORIES

*"Dar lo mejor de mí a los demás
me impulsa a salir adelante"*

Marisa



ORTOPEDIA

Productos Ortopédicos que te ayudarán en tu recuperación



4827 Me Gusta
marisagirl00 enseñando aprendo, jeje, las más listas del salón #primaria #oaxaca #sueñosenmovimiento



26 años - Maestra

Recién titulada como maestra, desarrolla su profesión con mucho entusiasmo y amor por los niños.

Le gusta mucho leer y conocer culturas de otros lugares, es fanática de los viajes y lugares nuevos por lo que siempre que tiene oportunidad, se escapa un fin de semana.

Desafortunadamente en uno de sus viajes tuvo un leve accidente automovilístico y aunque eso no le impidió continuar su paseo, la recomendación del médico fue proteger esa área con un Collarín y tener cuidados para evitar una lesión mayor.

Marisa usa su Collarín Cervical Miami para sentirse más segura e inmovilizar su zona lesionada sin tener que preocuparse por lastimarse.



A pesar de que ella pensó que sería algo incómodo, una de las cosas que le gustaron es lo acolchado de su material hipoalérgico, ya que no es molesto y le permite continuar con sus actividades.



R302 021-U

Además no tuvo que preocuparse por las tallas y podrá usarlo posteriormente con alguien más, ya que el diseño universal de su Collarín Cervical tipo Miami J de Össur es ajustable en varios tamaños.

Marisa y Vale se conocieron en una excursión, ahora ellas se mandan mensajes con frecuencia y están planeando un viaje una vez que Marisa sane de su cuello.



Marisa y Valeria ahora son amigas.

Vale prefirió la bota larga Equalizer Walker de Össur para recuperarse de su lesión por su vendaje articulado más firme, brindándole mayor seguridad al caminar.

La comodidad es importante para Vale por eso eligió este diseño que le permite rehabilitarse sin descuidar sus actividades cotidianas.

Vale quiere tener mayor flexibilidad por lo cual utiliza las correas para apretar y ajustar su Bota Equalizer Walker de Össur como mejor le convenga.

39 Años - Enfermera

Es una persona muy alegre y le gusta mucho ayudar a los demás, siempre lo hace con una sonrisa.

Todas las mañanas pasa a saludar a sus compañeros y pacientes esperando puedan recuperarse lo más pronto posible.

Ella adora la música y es vocalista en un grupo de rock, con quienes canta los fines de semana.

Hace poco, resbaló en el bar donde cantaba y aunque todos pensaron que la lesión sería más grave, con reposo y un buen tratamiento, su pie y pierna estarán sanas muy pronto.



R302 372-X



10242 Me Gusta
saludyrockandroll_val casi al 100 para estar pronto de nuevo en el escenario #musica #salud #reactiv





R302 650-XXX

Su zapato para yeso es ergonómico, transpirable y *Abel* lo puede ajustar fácilmente para que tenga mayor estabilidad al caminar.



Un beneficio que tiene es que la punta sea extraíble y eso le brinda mayor confianza porque facilita el acceso a las heridas para que *Abel* pueda hacer diariamente su inspección física.

El material suave fue lo que convenció a *Abel* de usarlo porque lo hace más cómodo e ideal para el alivio de la lesión en su pie.

Por recomendación de su médico, *Regina* compró una Férula para Muñeca Össur que la ayuda a tener soporte en esa área.

Regina puede ajustar su Muñequera según sus necesidades ya que cuenta con cintas de velcro para adaptarla a su mano.



R302 104-X-XXX

Su Férula le permite a *Regina* tener una movilidad total de sus dedos y poder hacer sus actividades con mayor libertad sin perder soporte y ajuste necesario para sanar su lesión.

50 años - Arquitecto

Es un apasionado en su trabajo y siempre está muy activo en conferencias y cursos, se mantiene actualizado en temas y tendencias de su profesión.

Todos los días antes de ir a su trabajo, hace ejercicio ya que se lo recomendó su doctor, pues es propenso a obesidad, ahora es miembro de un gimnasio y trata de mantener su disciplina con ejercicio.

Hace unos meses tuvo una pequeña lesión en la caminadora, por lo que tuvieron que inmovilizar su pie y esperar a que se recupere pronto.



893 Me Gusta

abel_72_ark me urge regresar al gym lo antes posible, gracias a los doctores y familiares #salud #yeso #salud #gym #recuperación #reactiv

Se conocieron en el gimnasio cuando *Abel* le preguntó a *Regina* acerca de su férula y se dieron cuenta de que ambos usaban Productos de Ortopedia Össur para recuperarse de sus lesiones.



A ReActiv le gusta esto.

57 años - Maestra de Yoga

La paz, armonía y el manejo de energías dominan su esencia, lo de ella sin duda es la meditación y el silencio.

Ella ha aprendido varias técnicas y tratamientos alternativos para el cuidado de su salud y en su pequeña clínica, atiende pacientes de todo tipo de padecimientos, especialmente musculares.

Dada la carga de masajes que provee ella misma en sus terapias, su muñeca constantemente está lesionada, por lo que es común encontrarla con una férula cuando está en su consultorio o practicando yoga en su sesión.



15276 Me Gusta

regi_mind mente y cuerpo concentrados en un solo objetivo, ser más feliz que ayer #yoga #mind #mentecuerpo #salud #reactiv #muñequera #reactivandotusalud





COLLARINES CERVICALES

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

El Collarín Cervical MIAMI J™ está indicado para inmovilización postraumática total, fracturas cervicales estables, espondilitis y espondilosis cervicales.*

Minimiza lesiones a la piel y molestias para el Usuario gracias a su acolchonado material Sorbatex™ exclusivo del Miami J™.

El Original Collarín Cervical PHILADELPHIA™ de Össur soporta el arco cervical que mantiene la alineación natural de la zona tratada.**

Su material resistente al agua permite entrar a la ducha con su collarín y realizar terapia en el agua.



“ El mejor soporte después de una lesión Cervical”

Marisa



AJUSTABLES

Sistema “One size fits all” que permite adaptar el collarín a la medida deseada, minimizando costos de inventario.

MENTONERAS

Proporcionan soporte a los músculos del cuello, permitiendo a la médula espinal y ligamentos sanar.

ABERTURA frontal

Facilita el acceso a la zona de la tráquea para traqueotomías y monitoreos.

Modelos RÍGIDOS

Diseñados para ofrecer inmovilidad, reduciendo el tiempo de recuperación.

CÓDIGO

COLOR

TALLAS

ALTURA

CIRCUNFERENCIA

GARANTÍA LIMITADA

COLLARÍN CERVICAL MIAMI J™ *
R302 021-U BLANCO CON AZUL

Universal

Ajustable

Ajustable

6 Meses

COLLARÍN CERVICAL PHILADELPHIA™ PARA TRAQUEOTOMÍA**

R302 002-U

BEIGE

Universal

3 1/4"

Ajustable

6 Meses

R302 001-PD

BEIGE

Pediátrico

1 1/4"

20 a 28 cm

6 Meses

R302 003-CH

BEIGE

CH

3 1/4"

25 a 33 cm

6 Meses

R302 003-M

BEIGE

M

3 1/4"

33 a 41 cm

6 Meses

R302 003-GD

BEIGE

G

3 1/4"

41 a 48 cm

6 Meses

BLESES



Descubre más

Mayor Seguridad
Me proporciona una máxima
inmovilización de la
zona lesionada



R302 021-U

Material sin látex
Sé que tengo un producto
de calidad ya que
están fabricados
con espuma Plastazote®
sin látex, no tóxica e
hipoalergénica



R302 002-U



R302 003-XX



Cómodos y Adecuados

Cuando lo uso es sumamente
suave, además que atrapa
la humedad y evita que
mi piel se irrite

Usos comunes y recomendaciones



Correcta
inmovilización



Reduce
movimientos
bruscos



Uso al
descansar



Confort
absoluto



Fácil
limpieza



Consulte a
su médico





INMOVILIZADORES DE MUÑECA Y HOMBRO

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Estructura ligera que permite al Usuario realizar sus actividades normales con suma libertad.

Soportes para cada tipo de dolencia según sea la necesidad de cada Usuario.


Sumamente útiles en el tratamiento de fracturas o luxaciones de extremidades y articulaciones.

Excelente calidad de materiales, ideal para una pronta y cómoda recuperación.


VERSIONES



**“ Ideales para mi terapia
y pronta recuperación”**
Regina



R302 104-X-XXX



R302 105-X-XXX



R302 107-D/I



R302 105-X-XXX

CÓDIGO	ORIENTACIÓN	TALLAS	GARANTÍA LIMITADA
FÉRULA PARA MUÑECA FORM FIT DE 8” R302 100-D8 R302 100-I8	Derecha Izquierda	CH-M-G	6 Meses
FÉRULA PARA MUÑECA EXOFORM WRIST R302 104-D R302 104-I	Derecha Izquierda	CH-M-G	6 Meses
FÉRULA EXOFORM PARA SÍNDROME DE TÚNEL CARPIANO R302 105-D R302 105-I	Derecha Izquierda	CH-M-G	6 Meses
FÉRULA UNIVERSAL PARA MUÑECA FORM FIT DE 9” R302 107-D R302 107-I	Derecha Izquierda	UNIVERSAL	6 Meses
INMOVILIZADOR DE HOMBRO R302 221-XXX	Derecho / Izquierdo	CH-M-G	6 Meses

NOTA: Los códigos y modelos específicos de cada producto Össur, orientación y talla puede consultarlos en nuestra Página Web, con su Ejecutivo Comercial o directamente a nuestro Centro de Atención Telefónico.



Consulte a su Médico

No ajuste demasiado el soporte para muñeca ya que podría provocar una limitación del flujo sanguíneo.

Los Usuarios con problemas de circulación sanguínea en sus extremidades, al igual de aquellos con diabetes o enfermedad vascular periférica, deben extremar la precaución y consultar con su médico antes de usar cualquier férula

Máxima Movilidad

Me permite tener una movilidad total de mis dedos y poder hacer mis tareas diarias

Ajustables

Sus cintas de Velcro® me permiten que ajuste y apriete según mi necesidad



Estructuras Rígidas

Su diseño inmoviliza la zona afectada ayudando a que tenga una pronta recuperación



Cinta Opcional

La cinta que rodea la cintura es opcional y ayuda a fijar mi brazo al cuerpo en una posición estable y confortable evitando que el arnés gire o se mueva de su posición

Estabilidad Perfecta

Ideal para restringir el movimiento de mi brazo y hombro, manteniéndolos en su posición al mismo tiempo que brinda un apoyo óptimo para una pronta recuperación

R302 100-X8-XXX



Usos comunes y recomendaciones



Adultos



Correcta movilidad



Resistente material



Confort absoluto



Fácil limpieza



Consulte a su médico



ZAPATOS POST OPERATORIOS

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Fabricados con Poliéster extra suave que los hace más cómodos e ideales para el alivio de lesiones en el pie.


Brindan comodidad y protección al caminar, con diseños cómodos para una pronta recuperación.

Fácilmente ajustables para brindar mayor estabilidad.

Diseños ergonómicos y transpirables.



“ Me brinda una correcta
rehabilitación”
Abel



PLANTILLAS exclusivas

Piezas hexagonales independientes que permiten liberar presión en áreas críticas y específicas del pie.



AJUSTABLES

Compatible con vendajes abultados gracias a sus cintas de Velcro® de fácil ajuste.



PUNTAS extraíbles

Permiten liberar áreas de presión del pie y acceder a heridas para su inspección diaria.



Uso en DIABÉTICOS

Recomendados para Usuarios con pie diabético o para tratamientos de heridas plantares.

CÓDIGO



USUARIO



TALLAS



GARANTÍA
LIMITADA

ZAPATO DE DESCARGA DH OFFLOADING ESTILO POST OPERATORIO

R302 650

Universal

CH-M-G

6 Meses

ZAPATO POST OPERATORIO CON PARTE SUPERIOR BLANDA

R302 600-H
R302 600-M

Caballero
Dama

CH-M-G

6 Meses

ZAPATO POST OPERATORIO CON PUNTA CUADRADA

R302 601-X-XXX

Caballero
Dama

CH-M-G

6 Meses



Diseño Comfortable
Están fabricados con Nylon y Poliéster que permite a mi pie transpirar libremente



R302 600-X-XXX

Uso Especial

Para mi que soy diabético, este zapato me ayuda a prevenir úlceras en la planta del pie



R302 650-XXX

Punta Extraíble
Para tener una mayor comodidad puedo retirar la punta de mi zapato

Varios Modelos

Puedo encontrar el modelo para hombre y el modelo para mujer, con la misma calidad



Plantilla Extraíble

Su diseño de piezas hexagonales tipo rompecabezas permite extraer elementos individualmente en donde exista necesidad de eliminar la presión de la úlcera plantar del Usuario

Suela Curva

Su suela curva me ayuda a reducir la presión al caminar dándome mayor comodidad y rapidez en mi recuperación



R302 601-X-XXX

Diseño Cuadrado

Gracias a su diseño de punta cuadrada resguarda mi pie de tropiezos accidentales





BOTAS WALKER

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Fabricadas con un vendaje articulado de Neopreno y con material patentado Flex Edge™.

Brindan comodidad y protección al caminar.

Modelos disponibles en bota alta y bota corta de acuerdo a la necesidad de cada Usuario.

Mayor soporte, para una inmovilización más firme sin sacrificar el confort del Usuario al andar.

Ideales para alivio de lesiones, esguinces, fracturas y durante procesos postoperatorios o de rehabilitación.

VERSIONES



R302 351G-A-C-X



R302 373-C-X



“ Me brindan una
inmovilización cómoda ”

Vale



EN VIDEO
Conozca el funcionamiento y uso adecuado de su **Bota Rebound Air Walker** con nuestro Video Tutorial

“Bota Össur Rebound Air Walker”



CÓDIGO	VERSIÓN	TALLAS	GARANTÍA LIMITADA
BOTA REBOUND AIR WALKER			
R302 350G-A-X	Larga	CH-M-G	6 Meses
R302 351G-A-C-X	Corta	CH-M-G	
BOTA OSSUR FORM FIT WALKER			
R302 372-X	Larga	CH-M-G	6 Meses
R302 373-C-X	Corta	CH-M-G	

NOTA: Los códigos y modelos específicos de cada producto Össur, orientación y talla puede consultarlos en nuestra Página Web, con su Ejecutivo Comercial o directamente a nuestro Centro de Atención Telefónico.



Suela Ergonomica

Su suela antiderrapante es de perfil bajo que ayuda a dar una pisada suave y estabiliza mi andar

Modelo con Válvula

Su válvula de presión de aire y sistema neumático patentado aumenta mi estabilidad y disminuye el dolor y la inflamación

REBOUND AIR WALKER



R302 350G-A-X

Paneles Ventilados

Sus paneles ventilados mantienen mi piel fresca y evitan la acumulación de humedad

FORM FIT WALKER



R302 372-X

Ajustables

Para tener una mayor comodidad sus correas son ajustables y permiten que se adapte fácilmente a mi pierna

Comodidad

Su diseño me permite rehabilitarme sin descuidar mis actividades cotidianas

EQUIVALENCIA DE TALLAS POR MODELO

		CH	M	G
R302 35X	H	2.5-5.5	5.5-9	9-11
	M	2-5	5-8.5	8.5-10.5

		CH	M	G
R302 37X	H	2.5-5	5.5-8.5	8.5-10.5
	M	3-5	5.5-8.5	8.5-10.5

NOTA: Tallas expresadas en medidas de calzado mexicano





RODILLERAS POSTOPERATORIAS

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Fabricadas con un vendaje articulado de Neopreno para dar un mayor soporte a las rodillas.

Ofrecen alivio rápido para esguinces, torceduras leves o lesiones.

El forro de Lycra ofrece un área de contacto transpirable para uso prolongado.

Diferentes versiones y modelos para ajustarse a cada necesidad de rehabilitación y estilo del Usuario.

VERSIONES



“ Me gusta mucho su
soporte, comodidad y diseño”
Rebeca



R302 400-XXX



R302 401-XXX



R302 406-XXX



R302 420-XX

CÓDIGO

VERSIÓN



TALLAS



GARANTÍA
LIMITADA

RODILLERA POSTOPERATORIA CON CONTROL ROM

R302 430-R Cool
R302 431-R Full

Abierta
Cerrada

Universal

6 Meses

RODILLERA CON ESTABILIZADOR DE RÓTULA

R302 400

Única

CH-M-G-XG

6 Meses

RODILLERA ARTICULADA CON BISAGRAS EXTRAÍBLES

R302 401

Única

CH-M-G-XG

6 Meses

RODILLERA REBOUND COOLTECH CON ABERTURA

R302 406

Única

CH-M-G-XG

6 Meses

INMOVILIZADOR PARA RODILLA UNIVERSAL

R302 420-16
R302 420-20
R302 420-24

Única
Única
Única


16”
20”
24”

6 Meses



Material Cool Tech®

El exclusivo material y tecnología CoolTech® de 3 capas es transpirable, reduce la retención de calor y sudoración, favoreciendo el secado rápido y evitando la humedad en la pierna. Esto permite una área más limpia, sana y mayor comodidad al andar o realizar labores deportivas



Rodilleras ROM Ajustables

Puedo adaptarlo fácilmente a las diferentes posiciones de mi pierna, gracias a su innovador diseño

Muy Cómodas

Minimiza la fricción en mi piel y reduce la irritación gracias a su diseño y materiales de Tecnología de Punta

R302 431-R



Control Rom

Se ajusta y se bloquea fácilmente a 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90° para fijar la flexión/extensión

R302 430-R

Usos comunes y recomendaciones



Terapia y rehabilitación



Soporte seguro



Libertad y movimiento



Confort absoluto



No la uses en la regadera



Consulte a su médico



TOBILLERAS

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

La Férula Nocturna FORM FIT está diseñada para ayudar a aliviar el dolor asociado a la Fascitis Plantar, proporcionando un estiramiento suave por la noche.*

La Tobillera FORM FIT está fabricada con materiales transpirables, livianos que permiten un máximo de compresión y soporte, sin sacrificar comodidad.**

La Tobillera AIRFORM contiene material pre-formado que brinda mayor precisión en el área del tobillo con ventosas neumáticas que proporcionan una compresión neumática ajustable.***



“ Se ajustan cómodamente a mi pie y tobillo”
Max



USO en Rehabilitación

Ideales para rehabilitación de lesiones en tobillo ocasionadas por esguinces o torceduras leves o moderadas.



RESISTENTE estructura

Liviano armazón de baja altura, el cual es cómodo, adaptable y transpirable para Usuarios con pie caído.



AMBIDIESTRO

Se ajustan cómodamente a cualquier tipo de calzado gracias a su diseño universal que se adapta tanto al pie izquierdo como al derecho.



Diseño NEUMÁTICO

Su diseño neumático de perfil bajo exclusivo aumenta drásticamente la estabilidad del Usuario al andar.

CÓDIGO

FÉRULA NOCTURNA FORM FIT PARA FASCITIS PLANTAR*
R302 323-XXX



TALLAS

CH-M-G



LADO

Universal



GARANTÍA LIMITADA

6 Meses

TOBILLERA FORM FIT CON CORREAS EN FORMA DE 8**
R302 300-XXX-U

EXCH-CH-M-G

Universal

6 Meses

TOBILLERA CON ESTRIBO AIRFORM CON CÁMARA DE AIRE PRE-INFLADA***
R302 304-X-A

Unitalla

IZQ / DER

6 Meses

NOTA: Los códigos y modelos específicos de cada producto Össur, orientación y talla puede consultarlos en nuestra Página Web, con su Ejecutivo Comercial o directamente a nuestro Centro de Atención Telefónico.



Más Estabilidad

Cuenta con bordes flexibles y su cámara de aire reduce el edema

***AIR FORM
R302 304-X-A



Más Libertad

Su correa de talón es regulable para aumentar la comodidad y permitirme un amplio grado de movimiento

**FORM FIT
R302 300-XXX-U

Alivio

Al usarla me produce una compresión uniforme que reduce la hinchazón de la zona afectada



Totalmente Ajustable

Cuenta con un exoesqueleto moldeable que se ajusta a la anatomía de mi pie

*FÉRULA NOCTURNA
R302 323-XXX



Súper Cómoda

Su superficie interior es blanda forrada con espuma revestida de Lycra que no produce calor. La uso todas las noches y me ha ayudado mucho en el tratamiento de mi Fascitis Plantar

¿Qué es la Fascitis Plantar?

La fascitis plantar es una de las causas más comunes del dolor de talón. Implica la inflamación de una banda gruesa de tejido que atraviesa la planta del pie y conecta el hueso del talón con los dedos de los pies (fascia plantar).

La fascitis plantar comúnmente causa dolor punzante que suele aparecer con los primeros pasos en la mañana. Luego de que te levantas y te mueves, el dolor normalmente disminuye, pero puede reaparecer después de estar de pie por períodos largos o cuando te pones de pie después de estar sentado.

Se sabe poco sobre la causa de la fascitis plantar. Es más común en las personas que corren y que tienen sobrepeso.





FAJA ELÁSTICA UNIVERSAL

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Indicada para el uso pre y post operatorio en el área del tórax.

Proporciona alivio del dolor a través de la compresión y el soporte de la caja torácica.

Diseño anatómico perfecto y sin molestias gracias a su ajuste mediante Velcro®.

La parte interna de la faja es de tela suave para mayor confort del Usuario.



“ Su forma se adapta
muy fácil a mi cuerpo”

Minerva y Sam



Fácil de USAR

Por su diseño sencillo puede colocarse fácilmente.



Tamaño UNIVERSAL

Gracias a su tamaño universal puede adaptarse a cualquier forma del cuerpo.



SOPORTE

Ideal para proporcionar compresión y soporte a la caja torácica.



Menos DOLOR

Por su compresión ayuda a disminuir los síntomas de dolor en las costillas u otras afectaciones de cintura.

CÓDIGO

FAJA ELÁSTICA UNIVERSAL PARA TÓRAX PARA MUJER
R302 700-U

FAJA ELÁSTICA UNIVERSAL PARA TÓRAX PARA HOMBRE
R302 702-U



TALLAS

UNIVERSAL

UNIVERSAL



GARANTÍA LIMITADA

6 Meses

6 Meses



R302 702-U

Cierre de Contacto

Puedo ajustar fácilmente mi faja, porque su Velcro® es fácil de aplicar y garantiza un ajuste ceñido y seguro

Comodidad Absoluta

material duradero, flexible y ligero, que gracias a su tela suave se puede usar debajo o sobre la ropa

Forro de Franela

La tela suave es cómoda y fácil de usar, al colocarla no lastima y da mucho soporte

Dolor de Espalda

El dolor de espalda es una de las razones más comunes por las que las personas buscan atención médica o faltan al trabajo.

El dolor de espalda es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo.

Afortunadamente, hay medidas que pueden ayudar a prevenir la mayoría de los eventos de dolor de espalda, sobre todo en el caso de las personas menores de 60 años.

Si la prevención falla, un simple tratamiento en el hogar (usar faja) y usar el cuerpo de manera correcta a menudo curarán tu espalda en unas pocas semanas. Rara vez se requiere cirugía para tratar el dolor de espalda.

Mayor Estabilidad

Su diseño me permite que la faja permanezca en su lugar sin desplazarse y también restaurar la forma de mi cuerpo y mejorar el tono muscular



R302 700-U





FAJAS TORACOLUMBARES

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Diseñadas para aliviar el dolor, proteger los ligamentos o músculos lesionados y la inmovilización postquirúrgica.

Modelos ajustables en longitud, fabricados en material transpirable y confortable.

Diseño anatómicamente moldeado que se adapta perfectamente, inmovilizando al máximo la columna vertebral.

Sistema modular y personalizable, ofrece la posibilidad de aumentar o disminuir el nivel de soporte según la necesidad de inmovilización del Usuario.



“Excelente soporte para mi espalda”
Cristóbal




FACILIDAD

Proporciona inmovilización anatómica de bajo perfil, con fácil ajuste y uso.



Diseño ADAPTABLE

Sistema de polea de compresión avanzada con compresión lumbar que inmoviliza mejor la columna.



Uso RÁPIDO

Puede ponerse y quitarse con mucha facilidad gracias a sus hebillas de liberación rápida.



Contorno ÚNICO

Diseño anatómicamente contorneado inmoviliza mejor la columna vertebral y maximiza la comodidad del Usuario.

CÓDIGO

FAJA TORACOLUMBAR MIAMI TLSO 456 DE 6" CON TIRANTES

R302 750-6-5MD

FAJA TORACOLUMBAR MIAMI TLSO 464 DE 8" CON TIRANTES

R302 760-8-5MD

FAJA LUMBAR MIAMI LSO DE 6" y 8"

R302 800-6-5MD de 6"

R302 800-8-5MD de 8"

R302 800-6-7GD de 6"

R302 800-8-7GD de 8"



TALLAS

M

M

M

M

GD

GD



GARANTÍA LIMITADA

6 Meses

6 Meses

6 Meses



Soporte
Se adaptan fácilmente a mis hombros para darme un mayor soporte

MIAMI TLSO 456 DE 6"



MIAMI TLSO 464 DE 8"

R302 750-6-5MD



Material Transpirable
Su tela es transpirable lo que brinda una mejor ventilación a mi piel

R302 760-8-5MD

Moldeables
Sus paneles posteriores son moldeables por calor y me permiten un ajuste personalizado



R302 800-6-5MD



Usos comunes y recomendaciones



Fractura de columna vertebral



Patologías vertebrales



Estenosis espinal



Discos herniados



Espondilolistesis



Consulte a su médico

