



STORIES

*"Me gusta tener mayor libertad de movimiento  
y disfrutar más de la vida"*

**Norah**



**SILLAS DE  
RUEDAS ELÉCTRICAS  
Y SCOOTERS**

# ¿Scooter o Silla de Ruedas Eléctrica?



**Nacho**  
1744 Me Gusta  
**ignacho29** entusiasmado por participar en nuevos proyectos, nuestra creatividad no tiene límites #creativity #mktdigital #reactiv

## 29 años - Community Manager

Creativo, con mente digital y siempre actualizado en temas de diseño y tendencias de branding.

Actualmente vive con su pareja, al sur del país y aunque salió de casa desde joven, suele visitar su pueblo y familia por lo menos dos veces al año.

Aficionado al motocross, hace 3 años padeció de un accidente fatal en pista en donde desafortunadamente perdió su pierna izquierda.

Aunque su ánimo decayó por largo tiempo, hoy trabaja en una agencia de marketing en el equipo creativo y poco a poco se integra nuevamente a sus actividades normales, con mucho ánimo y adaptándose a su nueva vida.

*Nacho y René* son pareja desde hace más de un año, nadie como ellos para apoyarse en los momentos más difíciles, su hobby favorito... los videojuegos.

😊 A Nacho, Rene y sus amigos les gusta esto.



**René**  
3811 Me Gusta  
**renefdez** más activo que nunca, siempre viendo hacia adelante #sinlimites #reactivandotusalud

## 30 años - Contador

Su habilidad para las matemáticas lo llevaron a elegir su profesión y posteriormente vocación como asesor financiero en varias empresas.

Discreto, sumamente ordenado y organizado, es un tipo serio y reservado, valores que le han generado la confianza suficiente para manejar las finanzas de muchos clientes.

Padece paraplejia, lo que le impide sentir y mover sus extremidades inferiores y aunque el camino no ha sido fácil, trata de mantenerse activo y ocupado, con el apoyo de su pareja y familiares.

Además de una Silla de Ruedas, *Nacho* tiene un compacto Scooter que utiliza siempre que puede, sobre todo cuando sale con su pareja.



R205 321V

Aunque hace Home Office, siempre que va a su oficina prefiere llevar su Scooter, ya que puede ir más cómodamente a tomarse un break al café de la esquina.

Su Scooter puede plegarse y desmontarse fácilmente y aunque *Nacho* no sabe conducir, esto es una ventaja cuando sale con amigos, pues cabe fácilmente en la cajuela.

Además *Nacho* le agrada más su Scooter porque puede ir más rápido, su batería es de larga duración y puede llevar sus compras en la canastilla.

*René* prefirió una Silla de Ruedas Eléctrica para moverse ya que requiere menos esfuerzo para trasladarse.



R218 062-Ng

Su control tipo Joystick es perfecto para él, ya que no requiere mayor esfuerzo para manejarlo.

Aunque es más robusta que otras Sillas, él la prefiere ya que es más resistente y se siente más seguro que en un Scooter o Silla Power.

Además *René* disfruta de las salidas de paseo con su pareja y su Silla le permite andar sin problema en cualquier terreno, subir pendientes y topes.

## SILLAS DE RUEDAS POWER

Un Scooter fácil de manejar es la perfecta combinación entre trabajo y viajes que *Norah* necesita.

Gracias a su manubrio ajustable en inclinación se puede acercar o alejar para tener una mejor postura y comodidad cuando viaja o recorre distancias largas.

Sus descansabrazos acojinados son muy confortables y complementan la mejor elección de producto para ella, una mujer activa, viajera y empresaria.



R205 344V

*Gio* ha pasado la mayor parte de su vida en una Silla de Ruedas por lo que es una experta en sus características, funciones y necesidades.

Recientemente vio un modelo Power de izzyGo y quedó maravillada con sus funciones, Tracción Delantera y adaptabilidad, justo lo que ella buscaba para seguir atendiendo a sus pacientes, sintiéndose cómoda y segura.

El asiento es de otro mundo, según lo relata, sumamente cómodo y con cabecera alta, lo que me permite descansar aunque pase largas jornadas en consulta.



R205 093V

Por si esto no fuera suficiente, el manejo es realmente ligero, ágil y fácil, además de que *Gio* puede sentirse segura al pasar por bordes o pisos irregulares gracias a sus ruedas anchas y anti-tippers.

### 54 años - Florista

Estudió medicina, aunque su verdadera vocación tiene que ver con las flores, tanto así que ha forjado una cadena de florerías con sucursales en 4 estados del país.

Viuda desde hace 5 años, perdió a su marido en un accidente automovilístico que además le ocasionó la pérdida de parte de sus piernas.

Se mantiene activa y atendiendo su negocio, ha enfocado su energía en viajar con sus hijos y nietos, además de visitar aquellos lugares que frecuentaba junto a su esposo.



8201 Me Gusta  
**norahflowers** feliz y agradecida con la vida, nuevos retos y más oportunidades #vidaensilladeruedas #movilidad #reactiv

*Gio* es la terapeuta de *Norah*, a partir de su pérdida, ella la ha ayudado a pasar por esta etapa difícil, superarla y continuar el camino con fortaleza y fe.

Las terapias desde hace tiempo no son en un consultorio y se han convertido en sesiones de llanto y risa acompañadas de un delicioso café.

### 50 años - Deportista Paralímpica Psicóloga

Italiana de nacimiento pero mexicana de corazón, conoció a su actual esposo en una competencia paralímpica y a partir de esa fecha no regresó a su natal Nápoles.

Soñadora, luchadora incansable y con un espíritu deportivo al máximo, lo que la llevó a formar parte del equipo de basketball paralímpico de su país ganando varias medallas por el mundo.

Padece de una discapacidad motriz de nacimiento, afectando principalmente sus piernas, con poca sensibilidad y movimiento.

Comparte su vida con su esposo y un par de mascotas y sus mejores momentos siempre vienen acompañados de un café expreso.



8220 Me Gusta  
**gio\_vanna** se antoja una tarde de café @norahflowers #friends #discapacidad #reactiv #sueñosmovimiento





# SILLAS DE RUEDAS POWER XTREME

## VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Diseño atractivo, robusto y de gran calidad gracias a su estructura de aluminio ultra resistente.

Control de mando tipo joystick ambidiestro, con puerto USB para cargar el celular, de fácil adaptación y manejo.

Sus descansabrazos cortos son tipo cascada Flip Back y de altura ajustable. Además sus descansapiés desmontables y ajustables en altura cuentan con taloneras.

Incluye anti-tippers para brindar mayor seguridad al Usuario.

su batería rinde aproximadamente un rango de 20 km de distancia dependiendo el terreno y el estilo de manejo del Usuario




“Listo para acompañarte  
a cualquier lugar”  
René



### Doble CRUCETA

Al ser un producto de la familia ReActiv su doble cruceta la vuelve más resistente para poder cruzar terrenos difíciles.



### FLIP BACK

Sus descansabrazos son abatibles hacia atrás para poder realizar transferencias laterales fácilmente.



### Bolsa PORTAOBJETOS

Práctica bolsa portaobjetos con un cierre en el respaldo para guardar objetos personales.



### Respaldo ABATIBLE

Con ajuste de tensión transversal para mayor comodidad del Usuario y para hacerla más compacta cuando se requiere transportar.

CÓDIGO	ALTURA Total-AI Brazo-AI Asiento	ANCHO Total	ASIENTO Ancho-Profundidad	RUEDAS Trasera-Delanteras	PESO QUE SOPORTA	PESO DEL PRODUCTO Sin Batería Con Batería	EMPAQUE L-An-AI	GARANTÍA LIMITADA	CAJA MASTER	VELOCIDAD MÁXIMA	RENDIMIENTO BATERÍA*
--------	-------------------------------------	----------------	------------------------------	------------------------------	---------------------	--	--------------------	----------------------	----------------	---------------------	-------------------------

### SILLA XTREME POWER DE ALUMINIO DE 19"

R218 062-Ng	90-72/78-52 cm	67 cm	19" 18"	14x3" 9x3"	136 kg	40 kg 62 kg	87-45-83 cm	1 Año	1 Pieza	8 km/h	Aprox. 20 km
-------------	----------------	-------	---------	------------	--------	----------------	-------------	-------	---------	--------	-----------------

**Nota:** Consulte el listado completo de refacciones disponibles en nuestra Página Web, con su Ejecutivo Comercial o directamente a nuestro Centro de Atención Telefónica.

## SILLAS DE RUEDAS POWER



### Estructuralmente muy Resistente

Su chasis fabricado con tubos de elipses planchados logran una estructura y resistencia inigualable en el mercado para un producto de esta categoría por lo que me hace sentirme muy seguro al utilizarla



### Brazos Ajustables

Sus descansabrazos son ajustables en altura en 5 posiciones, así que pude adaptarlos fácilmente a mi altura

### Joystick Adaptable

Control de mando ambidiestro con puerto USB para poder cargar mi celular muy sencillo de usar

### Ruedas Neumáticas

Llantas traseras neumáticas Heavy Duty con grabado para tener un mejor agarre, tracción y seguridad cuando voy de compras

### Cojín Incluido

Incluye un cómodo cojín que se amolda fácilmente a mi cuerpo y me ayuda a sentarme más confortablemente



R218 062-Ng

### Robusta Horquilla Reforzada

Su horquilla extra reforzada hace mi silla más resistente en terrenos difíciles y complicados



Todas nuestras Sillas de Ruedas Xtreme incluyen Bomba de inflación, Kit de parches y Manual de Usuario.



Descubre más

Indicaciones de Uso

¡SOLO AGREGUE ADRENALINA!





# SILLAS DE RUEDAS POWER izzyGo®

## VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Diseño atractivo con estructura de aluminio ultra ligero.

Son fácilmente plegables gracias a su sencillo mecanismo que permite desmontar la batería de forma rápida.

Descansabrazos abatibles hacia atrás y descansapiés desmontables, abatibles y ajustables de altura.

Llantas delanteras de 8" x 2" con horquilla Heavy Duty de aluminio y traseras neumáticas de 12.5" con rin de estrella.



**“Voy a cualquier parte  
de forma segura”**

*Lucrecia*



### REFLEJANTES

Cuenta con reflejantes para una mayor seguridad del Usuario al transitar por las calles.



### Control de MANDO

Su control de mando tipo joystick controla la velocidad de la silla, pudiendo regular la respuesta desde lo más lento a lo más rápido.



### SEGURIDAD

La Silla Eléctrica cuenta con cinturón de seguridad perfecto para mantener al Usuario bien posicionado.



### ANTI-TIPPERS

Sus ruedas antivuelco ayudan a que la silla no se volteé hacia atrás al transitar por pendientes muy empinadas.

CÓDIGO	COLOR/ ACABADO	ALTURA Total-Al Brazo-Al Asiento	ANCHO Total	ASIENTO Ancho-Profundidad	RUEDAS Trasera-Delanteras	PESO QUE SOPORTA	PESO DEL PRODUCTO Sin Batería Con Batería	EMPAQUE L-An-Al	GARANTÍA LIMITADA	CAJA MASTER	VELOCIDAD MÁXIMA	RENDIMIENTO BATERÍA*
--------	-------------------	-------------------------------------	----------------	------------------------------	------------------------------	---------------------	--	--------------------	----------------------	----------------	---------------------	-------------------------

### SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA DE ALUMINIO DE 19", BRAZOS ABATIBLES, LLANTAS TRASERAS NEUMÁTICAS DE 12.5"

R218 063-A	AZUL	95-70-52 cm	66 cm	19" 17"	12.5" 8"	136 kg	35 kg 57 kg	87-38-99 cm	1 Año	1 Pieza	8 km/h	Aprox. 20 km
R218 063-R	ROJO											

**Nota:** Consulte el listado completo de refacciones disponibles en nuestra Página Web, con su Ejecutivo Comercial o directamente a nuestro Centro de Atención Telefónica.



Descubre más

# SILLAS DE RUEDAS POWER



Color Rojo  
R218 063-R

## Cojín Incluido

Su cojín incluido me brinda mayor confort al momento de usar mi silla

## Puños Manerales

El puño maneral es ergonómico lo que permite tener un mejor agarre al momento de empujar mi silla eléctrica

## Descansapiés Abatibles

Sus descansapiés abatibles y desmontables me permiten almacenar mi silla en lugares reducidos de espacio y llevarla en mi auto más fácilmente

## Llantas Resistentes

Tengo mayor tracción al andar gracias a sus llantas traseras de 12.5" y delanteras de 8" con horquillas Heavy Duty



R218 063-A



## Batería Durable

Su batería es fácil de instalar, y queda cargada en 8 o 10 horas, no debo sobrecargarla por más de 24 horas

## Usos comunes y recomendaciones



Adultos



Traslados largos



Desplazamiento adelante / atrás



Cargarla idealmente una vez por semana



Límpiala con un paño húmedo



No la uses en la regadera







# SILLA DE RUEDAS POWER P1 y P4

## VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Para mayor comodidad del Usuario sus descansabrazos son ajustables en altura y ancho, lo que permite adaptarse de acuerdo a cada necesidad.

Equipada con asiento reclinable tipo automotriz, semiacojinado giratorio en 90° hacia cualquier lado con tapicería de elegante vinyl negro, cabecera ajustable en altura y cinturón de seguridad para mayor confort y seguridad del Usuario.

Su control de mando tipo joystick es ajustable se puede colocar en ambos lados de la silla y es muy fácil de manejar.

Esta Silla Power es sumamente segura gracias a sus ruedas anti-tippers delanteras que evitan volcaduras y su tracción frontal proporciona máxima maniobrabilidad en espacios muy reducidos.



**“Puedo ir a cualquier parte  
sin limitaciones”**  
*Giovanna*



### Traslados más **SEGUROS**

Sus ruedas anti-tippers traseras y delanteras, brindan un viaje más seguro.



### Viajes **CÓMODOS**

Asiento tipo automotriz acojinado en elegante Vinipiel negro, extra confortable.



CÓDIGO

COLOR/  
ACABADO

ALTURA  
Total-AI Asiento

ANCHO  
Total-Asiento

LARGO  
Total

RUEDAS  
Trasera-Delanteras

PESO QUE  
SOPORTA

PESO DEL  
PRODUCTO  
Sin Batería  
Con Batería

EMPAQUE  
L-An-AI

GARANTÍA  
LIMITADA

CAJA  
MASTER

VELOCIDAD  
MÁXIMA

RENDIMIENTO  
BATERÍA\*

### SILLA POWER IZZYGO MOVE-PV1 COMPACTA Y DESARMABLE, 4 RUEDAS

R205 084V	ROJO	90-56 cm	59-48 cm	88 cm	9"	8"	136 kg	58 kg 68 kg	99-60-52 cm	1 Año	1 Pieza	6.4 km/h	Aprox. 13 km
-----------	------	----------	----------	-------	----	----	--------	----------------	-------------	-------	---------	----------	-----------------

### SILLA POWER IZZYGO MOVE-PV4 MEDIANA DE 20", TRACCIÓN DELANTERA, 4 RUEDAS

R205 093V	GRAFITO	126-54 cm	61-46 cm	102 cm	6"	10"	136 kg	63 kg 73 kg	113-62-62 cm	1 Año	1 Pieza	6.4 km/h	Aprox. 20 km
-----------	---------	-----------	----------	--------	----	-----	--------	----------------	--------------	-------	---------	----------	-----------------

**Nota:** Consulte el listado completo de refacciones disponibles en nuestra Página Web, con su Ejecutivo Comercial o directamente a nuestro Centro de Atención Telefónica.



## Precaución

Recuerde cargar la batería de su Silla de Ruedas Power y/o Scooter una vez por semana, aún cuando el producto no está en uso, de no hacerlo dañará la vida útil de la batería y se anulará la garantía de la misma.

### Descansabrazos Ajustables

Sus descansabrazos son ajustables en altura, ancho y profundidad, se adaptan ergonómicamente para mayor comodidad

### Cabecera Acojinada

Su cabecera se ajusta en altura para adaptarse a mis necesidades y darme más estabilidad

### Asiento Giratorio

Me encanta su asiento giratorio a 360° (R205 084V) o 90° (R205 093V) para ambos lados, así puedo realizar mis actividades más fácilmente y socializar de una mejor manera



R205 084V

### Horquilla Reforzada

Su horquilla de acero reforzada me da la tranquilidad de transitar por la calle sin riesgo de caerm e y hace que mi silla sea más resistente

### Plataforma Descansapiés

Mis pies descansan cómodamente en su descansapiés tipo plataforma abatible, me siento segura y cómoda



R205 093V

### Seguridad

Viajo más segura por sus anti-tippers traseros y delanteros



Descubre más

### El rendimiento máximo de la batería puede variar dependiendo de:

- Las condiciones de manejo
- Lo sinuoso del terreno
- La distancia recorrida
- El estilo de manejo
- El peso del Usuario





# SCOOTER MEDIANO MV4

## VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Si necesitas moverte de forma independiente con un producto compacto que puedas llevar a todas partes, esta es tu mejor opción.

Su cómodo asiento acojinado en elegante tapicería color Negro, tiene un radio de giro de hasta 180° (90° a cada lado) para facilitar el acceso al Usuario.

El Usuario puede ajustar el manubrio en ángulo de inclinación para acercarlo o alejarlo así mismo y brindar al Usuario una mejor postura y comodidad en su manejo.

Sus descansabrazos acojinados son muy confortables, abatibles y se pueden ajustar a lo ancho, proporcionando más espacio lateral para diversos tipos de Usuarios.



**“Su rendimiento es increíble, perfecto para mi”**  
Norah



### Panel de CONTROL

Me permite verificar el nivel de batería, regular la velocidad, encender las luces y accionar el claxon.



### ALMACENAMIENTO

Práctica canasta desmontable para transportar objetos.



### LUCES

Incluye luces traseras de precaución y reflejantes.



### Rin de ALUMINIO

Sus rines de aluminio son resistentes y lo hacen lucir con una calidad inigualable.

CÓDIGO	COLOR/ ACABADO	ALTURA Total-AI Asiento	ANCHO Total-Asiento	LARGO Total	RUEDAS	GIRO Asiento	PESO QUE SOPORTA	PESO DEL PRODUCTO Sin Batería Con Batería	EMPAQUE L-An-AI	GARANTÍA LIMITADA	CAJA MASTER	VELOCIDAD MÁXIMA	BATERÍA	RENDIMIENTO BATERÍA*

## SCOOTER IZZYGO MOVE-MV4 MEDIANO CON 4 RUEDAS SEMI-NEUMÁTICAS

R205 341V	AZUL	95-62 cm	58-45 cm	118 cm	10"	360°	160 kg	83 kg	60-63-145 cm	1 Año	1 Pieza	6 km/h	33AH	Aprox. 27 km
R205 344V	ROJO							93 kg						

**Nota:** Consulte el listado completo de refacciones disponibles en nuestra Página Web, con su Ejecutivo Comercial o directamente a nuestro Centro de Atención Telefónica.

## SCOOTERS



### Manubrio Ajustable

La gran versatilidad de mi Scooter me permite ajustar el manubrio según lo necesite para una mejor conducción



### Retrovisores Ajustables

Sus retrovisores me dan la seguridad de transitar por lugares públicos y ver todo a mi alrededor

### Cómodos Descansabrazos

Sus descansabrazos son abatibles y ajustables a lo ancho

### Luces Direccionales

Sus dos focos centrales en el manubrio funcionan como direccionales, una excelente opción de seguridad para mi

### Cómoda Canastilla

Su práctica canastilla frontal es desmontable y me permite llevar libros, objetos personales y otros en mi trayecto

### Luz Frontal

Cuenta con una luz frontal de leds que mejora mi visibilidad en lugares oscuros



### Diseño Desarmable

Me permite llevarlo fácilmente a cualquier lugar por su diseño desarmable



R205 344V

### Usos comunes y recomendaciones



Adultos



Traslados largos



Interior y exterior



Cargarlo por lo menos una vez por mes



Un Usuario por Scooter



Límpialo con un paño húmedo



Descubre más





# SCOOTER COMPACTO CV4

## VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Diseño sumamente compacto, fácilmente desarmable por cualquier persona, ideal para trasladarlos en un vehículo convencional.

Con regulador de velocidad para poder adaptarse al estilo de manejo de cada Usuario.


Su asiento acojinado ergonómico es muy cómodo y se gira hasta en 360°, tapizado en vinyl color negro con respaldo abatible hacia abajo.

El Usuario puede ajustar el manubrio con posibilidad de inclinarlo en distintas posiciones.



**“Lo llevo en mi auto  
sin complicaciones”**

*Nacho*



### Asiento GIRATORIO

El Usuario podrá girar 360° el asiento en ambas direcciones para facilitar su ascenso y descenso.



### PANEL de control

Con switch de encendido, regulador de velocidad, claxon y medidor de batería.



### Diseño DESARMABLE

Permite llevarlos fácilmente a cualquier lugar.



### Ruedas ANTI-VUELCO

Evitan que el Scooter se vuelque al subir por caminos inclinados que no deben tener una pendiente mayor a 10° de inclinación.

CÓDIGO	COLOR/ ACABADO	ALTURA Total-AI Asiento	ANCHO Total-Asiento	LARGO Total	RUEDAS	GIRO Asiento	PESO QUE SOPORTA	PESO DE PRODUCTO Sin Batería Con Batería	EMPAQUE L-An-AI	GARANTÍA LIMITADA	CAJA MASTER	VELOCIDAD MÁXIMA	BATERÍA	RENDIMIENTO BATERÍA*
--------	-------------------	----------------------------	------------------------	----------------	--------	-----------------	---------------------	---	--------------------	----------------------	----------------	---------------------	---------	-------------------------

### SCOOTER IZZYGO MOVE-CV4 COMPACTO CON 4 RUEDAS, DESARMABLE

R205 321V	AZUL	93-58 cm	59-45 cm	108 cm	8"	360°	130 kg	36 kg 46 kg	50-133-51 cm	1 Año	1 Pieza	6.4 km/h	12AH	Aprox. 16 km
R205 324V	ROJO													

**Nota:** Consulte el listado completo de refacciones disponibles en nuestra Página Web, con su Ejecutivo Comercial o directamente a nuestro Centro de Atención Telefónica.

## SCOOTERS



### Manubrio Ajustable

Puedo ajustar según mis necesidades la inclinación del manubrio y estar más cómodo al momento de manejarlo

*Manubrio Acojinado*  
Su manubrio es acojinado y ajustable en inclinación para mayor comodidad

### Cómodo Respaldo


Su respaldo abatible hacia abajo me brinda una opción versátil y cómoda

### Asiento

Asiento giratorio hasta 360° ajustable en altura de 3 posiciones, muy útil para adaptarlo a mis necesidades

### Modo "Freewheel"

Su modo neumático liberado se activa cuando el motor es desvinculado de las ruedas para que pueda empujarse de manera manual a través de una palanca



### Ligero y Compacto

Lo puedo llevar a cualquier parte sin dificultad porque este modelo es desarmable fácilmente hasta por mi mamá

### Canastilla Portaobjetos

Cuenta con una práctica canastilla frontal que es desmontable, puedo llevar ahí mis objetos personales sin complicaciones



R205 324V



Descubre más

