

# Medias Antiembólicas al Muslo y Hasta la Rodilla

CÓDIGO:

R342 42X-BL / R342 41X-BL

## VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Diseñadas para ayudar a reducir el peligro de enfermedad tromboembólica para pacientes en cama.

Ideal para uso hospitalario antes, durante y después de cirugía.

Panel de alivio de presión en la parte superior del muslo.

Compresión terapéutica graduada de 18 mmHg.



Banda suave de silicón que evita su deslizamiento

Con apertura de inspección en el área de los dedos

# VariActiv®

By REActiv



### GUÍA DE TALLAS

	Circunferencia			Longitud
	Tobillo	Pantorrilla	Muslo	hasta la Rodilla
Chica	7" - 8 ¼" / 17.75 - 21 cm	11" - 14" / 28 - 35.5 cm	Hasta 21" (53 cm)	hasta 28" (71 cm)
Mediana	8 ¼" - 9 ¾" / 21 - 24.75 cm	13 ½" - 16" / 34.25 - 40.75 cm	Hasta 22" (56 cm)	hasta 29" (74 cm)
Grande	9 ¾" - 11" / 24.75 - 28 cm	15 ½" - 18" / 39.25 - 45.75 cm	Hasta 24" (61 cm)	hasta 30" (76 cm)
Extra Grande	11" - 12 ½" / 28 - 31.75 cm	17 ½" - 20" / 44.5 - 50 cm	Hasta 26" (66 cm)	hasta 32" (81 cm)

PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL

Compresión graduada avalada por Médicos Profesionales

TALLA



CH/M/G/XG

COLOR



● BLANCO

COMPRESIÓN



18 mmHg

CAJA MASTER



20 Piezas

R342 42X-BL  
R342 24X-BL